


サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護現場で役立つポイント等を付加して提供しています。それぞれの現場に応じた点検ツールとしてお役立てください。

## No.1

### 国際規格の誤接続防止コネクタが国内導入されます

ベッドサイドで起こりうるコネクタの誤接続を防止するため、国際規格(ISO)の制定が進められており、我が国でも、誤接続防止による医療安全レベルの向上や国際的な整合による製品の安定供給を確保するため導入が進めら



の担当部署と責任者(医療機器安全管理責任者等)

の対応を要するよう、分野ごとに対象となる製品リストを作成し、変換コネクタの取扱いを確認する。

- 販売業者等に切替え開始時期・供給終了時期等の確認をし、施設内の切替え方法やスケジュールを検討する。
- 販売業者または担当部署(責任者)が説明会等を行い、施設内関係者に周知する。
- 接続不可能な製品の混在を防止するための製品保管方法を検討する。